



## Especificaciones del producto

### S-Monovette® Heparina de litio LH, 9 ml, cierre naranja, (LxØ): 92 x 16 mm, con etiqueta de plástico

Página 1



#### Descripción del artículo

Número de pedido	02.1065
Descripción del artículo	S-Monovette® Heparina de litio LH, LH, preparación: Heparina de litio, 9 ml, tapón roscado con membrana, cierre naranja, código de color EU, (LxØ) sin tapón: 92 x 16 mm, con etiqueta de plástico, etiqueta/impresión: transparente/naranja, 50 unidades/caja, estéril

#### Características del producto

Tipo de extracción	venosa
Tipo de preparación	Heparina de litio
Concentración de la preparación	16 UI/ml sangre
Código de color	EU
Etiqueta/ Impresión	con etiqueta de plástico
Color impresión/etiqueta	transparente/naranja
Graduación	escala nominal
Tapón	tapón roscado con membrana
Tipo de cierre	tapón de rosca

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-07-19

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**



## Especificaciones del producto

**S-Monovette® Heparina de litio LH, 9 ml, cierre naranja, (LxØ): 92 x 16 mm, con etiqueta de plástico**

**Página 2**

Centrifugación recomendada	2000 x g
Temperatura de centrifugación	20
Tiempo de centrifugación	10 Min
Impermeable	sí
Conexión	tapón roscado con membrana

### Dimensiones

Volumen nominal	9 ml
Diámetro exterior de la tapa	19 mm
Diámetro	16 mm
Longitud incluido el tapón	108 mm
Longitud sin tapón	92 mm
Longitud con tapón y émbolo	129 mm

### Material y colores

Color del producto	transparente
Material de cierre	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre	naranja
Material de la membrana	goma
Material del tubo	Polipropileno (PP)
Material del pistón	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Material del émbolo	Poliestireno (PS)

### Pureza y certificación

Cumple el requisito	IATA, ADR
Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Estándar de pureza	estéril
Esterilización	Irradiación con electrones
Con lotes	sí

### Presentación

Pedido mínimo	500
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	50
unidades / caja	500

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-07-19

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**



## Especificaciones del producto

**S-Monovette® Heparina de litio LH, 9 ml, cierre naranja, (LxØ): 92 x 16 mm, con etiqueta de plástico**

**Página 3**

unidades / pallet	24000
Profundidad caja interior	204 mm
Ancho de la caja interior	134 mm
Altura de la caja interior	88 mm
Profundidad de la caja	648 mm
Ancho de la caja	303 mm
Altura de la caja	150 mm
Volumen de la caja	0.0295 cbm
Peso del producto	0.0088 kg
Peso de la caja	5.33 kg
EAN de la caja interna	4038917085236
EAN de la caja	4038917003926

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-07-19

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**