



**Especificaciones del producto**  
**S-Monovette® EDTA K3, 9 ml, cierre violeta,**  
**(LxØ): 92 x 16 mm, con etiqueta de papel**

**Página 1**



**Descripción del artículo**

Número de pedido	02.1066.100
Descripción del artículo	S-Monovette® EDTA K3, K3E, preparación: EDTA K3, 9 ml, tapón roscado con membrana, cierre violeta, código de color ISO, (LxØ) sin tapón: 92 x 16 mm, con etiqueta de papel, etiqueta/impresión: violeta, 50 unidades/caja, estéril

**Características del producto**

Tipo de extracción	venosa
Tipo de preparación	EDTA K3
Concentración de la preparación	1,6 mg/ml sangre
Código de color	ISO
Etiqueta/ Impresión	con etiqueta de papel
Color impresión/etiqueta	violeta
Graduación	escala nominal
Tapón	tapón roscado con membrana
Tipo de cierre	tapón de rosca
Temperatura de centrifugación	20
Impermeable	sí

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-07-03

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**



**Especificaciones del producto**  
**S-Monovette® EDTA K3, 9 ml, cierre violeta,**  
**(LxØ): 92 x 16 mm, con etiqueta de papel**

**Página 2**

Conexión tapón roscado con membrana

**Dimensiones**

Volumen nominal 9 ml  
Diámetro exterior de la tapa 19 mm  
Diámetro 16 mm  
Longitud incluido el tapón 108 mm  
Longitud sin tapón 92 mm  
Longitud con tapón y émbolo 129 mm

**Material y colores**

Color del producto transparente  
Material de cierre Polietileno de alta densidad (HD-PE)  
Color del cierre violeta  
Material de la membrana goma  
Material del tubo Polipropileno (PP)  
Material del pistón Polietileno de alta densidad (HD-PE)  
Material del émbolo Poliestireno (PS)

**Pureza y certificación**

Cumple el requisito IATA, ADR  
Categoria de producto In vitro-Diagnóstico, CE  
Certificación CE CE  
Estándar de pureza estéril  
Esterilización Irradiación con electrones  
Con lotes sí

**Presentación**

Pedido mínimo 20000  
Tipo de embalaje caja  
unidades / caja interna 50  
unidades / caja 500  
unidades / pallet 24000  
Profundidad caja interior 204 mm  
Ancho de la caja interior 134 mm  
Altura de la caja interior 88 mm  
Profundidad de la caja 648 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-07-03

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**



**Especificaciones del producto**  
**S-Monovette® EDTA K3, 9 ml, cierre violeta,**  
**(LxØ): 92 x 16 mm, con etiqueta de papel**

**Página 3**

Ancho de la caja	303 mm
Altura de la caja	150 mm
Volumen de la caja	0.0295 cbm
Peso del producto	0.0079 kg
Peso de la caja	4.88 kg
EAN de la caja interna	4038917350334
EAN de la caja	4038917350327

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-07-03

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**