



Especificaciones del producto
S-Monovette® Suero Gel CAT, 9 ml, cierre marrón, (LxØ): 92 x 16 mm, con etiqueta de papel

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido	02.1388.001
Descripción del artículo	S-Monovette® Suero Gel CAT, CAT, preparación: activador de coagulación/gel, 9 ml, tapón roscado con membrana, cierre marrón, código de color EU/ISO, (LxØ) sin tapón: 92 x 16 mm, con etiqueta de papel, etiqueta/impresión: marrón, 50 unidades/caja, estéril

Características del producto

Tipo de extracción	venosa
Tipo de preparación	activador de coagulación/gel
Código de color	EU/ISO
Etiqueta/ Impresión	con etiqueta de papel
Color impresión/etiqueta	marrón
Graduación	escala nominal
Tapón	tapón roscado con membrana
Tipo de cierre	tapón de rosca
Centrifugación recomendada	2500 x g
Temperatura de centrifugación	20
Tiempo de centrifugación	10 Min

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-19

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto

S-Monovette® Suero Gel CAT, 9 ml, cierre marrón, (LxØ): 92 x 16 mm, con etiqueta de papel

Página 2

Impermeable sí
Conexión tapón roscado con membrana

Dimensiones

Volumen nominal 9 ml
Diámetro exterior de la tapa 19 mm
Diámetro 16 mm
Longitud incluido el tapón 108 mm
Longitud sin tapón 92 mm
Longitud con tapón y émbolo 129 mm

Material y colores

Color del producto transparente
Material de cierre Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre marrón
Material de la membrana goma
Material del tubo Polipropileno (PP)
Material del pistón Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Material del émbolo Poliestireno (PS)

Pureza y certificación

Cumple el requisito IATA, ADR
Categoria de producto In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE CE
Estándar de pureza estéril
Esterilización Irradiación con electrones
Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 500
Tipo de embalaje caja
unidades / caja interna 50
unidades / caja 500
unidades / pallet 24000
Profundidad caja interior 204 mm
Ancho de la caja interior 134 mm
Altura de la caja interior 88 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-19

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
S-Monovette® Suero Gel CAT, 9 ml, cierre marrón, (LxØ): 92 x 16 mm, con etiqueta de papel

Página 3

Profundidad de la caja	648 mm
Ancho de la caja	303 mm
Altura de la caja	150 mm
Volumen de la caja	0.0295 cbm
Peso del producto	0.0093 kg
Peso de la caja	5.62 kg
EAN de la caja interna	4038917128087
EAN de la caja	4038917021579

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-19

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT