



Especificaciones del producto

S-Monovette® Suero Gel CAT, 4,7 ml, cierre marrón, (LxØ): 75 x 15 mm, con etiqueta de plástico

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido	03.1524
Descripción del artículo	S-Monovette® Suero Gel CAT, preparación: activador de coagulación/gel, 4,7 ml, tapón roscado con membrana, cierre marrón, código de color EU/ISO, (LxØ) sin tapón: 75 x 15 mm, con etiqueta de plástico, etiqueta/impresión: transparente/marrón, 50 unidades/caja, estéril

Características del producto

Tipo de extracción	venosa
Tipo de preparación	activador de coagulación/gel
Código de color	EU/ISO
Etiqueta/ Impresión	con etiqueta de plástico
Color impresión/etiqueta	transparente/marrón
Graduación	escala nominal
Tapón	tapón roscado con membrana
Tipo de cierre	tapón de rosca
Centrifugación recomendada	2500 x g
Tiempo de centrifugación	10 Min

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-19

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
S-Monovette® Suero Gel CAT, 4,7 ml, cierre marrón, (LxØ): 75 x 15 mm, con etiqueta de plástico

Página 2

Impermeable sí
Conexión tapón roscado con membrana

Dimensiones

Volumen nominal 4.7 ml
Diámetro exterior de la tapa 18 mm
Diámetro 15 mm
Longitud incluido el tapón 91 mm
Longitud sin tapón 75 mm
Longitud con tapón y émbolo 112 mm

Material y colores

Color del producto transparente
Material de cierre Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre marrón
Material de la membrana goma
Material del tubo Polipropileno (PP)
Material del pistón Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Material del émbolo Poliestireno (PS)

Pureza y certificación

Cumple el requisito IATA, ADR
Categoria de producto In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE CE
Estándar de pureza estéril
Esterilización Irradiación con electrones
Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 500
Tipo de embalaje caja
unidades / caja interna 50
unidades / caja 500
unidades / pallet 26000
Profundidad caja interior 189 mm
Ancho de la caja interior 117 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-19

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
S-Monovette® Suero Gel CAT, 4,7 ml, cierre marrón, (LxØ): 75 x 15 mm, con etiqueta de plástico

Página 3

Altura de la caja interior	82 mm
Profundidad de la caja	440 mm
Ancho de la caja	400 mm
Altura de la caja	129 mm
Volumen de la caja	0.0227 cbm
Peso del producto	0.0074 kg
Peso de la caja	4.52 kg
EAN de la caja interna	4038917086868
EAN de la caja	4038917005395

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-19

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT