




Especificaciones del producto
S-Monovette® Suero Gel CAT, 4,7 ml, cierre marrón, (LxØ): 75 x 15 mm, con etiqueta de papel



Descripción del artículo

Número de pedido	03.1524.001
Descripción del artículo	S-Monovette® Suero Gel CAT, preparación: activador de coagulación/gel, 4,7 ml, tapón roscado con membrana, cierre marrón, código de color EU/ISO, (LxØ) sin tapón: 75 x 15 mm, con etiqueta de papel, etiqueta/impresión: marrón, 50 unidades/caja, estéril

Características del producto

Tipo de extracción	venosa
Tipo de preparación	activador de coagulación/gel
Código de color	EU/ISO
Etiqueta/ Impresión	con etiqueta de papel
Color impresión/etiqueta	marrón
Graduación	escala nominal
Tapón	tapón roscado con membrana
Tipo de cierre	tapón de rosca
Centrifugación recomendada	2500 x g
Tiempo de centrifugación	10 Min
Impermeable	sí

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Especificaciones del producto
S-Monovette® Suero Gel CAT, 4,7 ml, cierre marrón, (LxØ): 75 x 15 mm, con etiqueta de papel

Página 2

Conexión tapón roscado con membrana

Dimensiones

Volumen nominal 4.7 ml
Diámetro exterior de la tapa 18 mm
Diámetro 15 mm
Longitud incluido el tapón 91 mm
Longitud sin tapón 75 mm
Longitud con tapón y émbolo 112 mm

Material y colores

Color del producto transparente
Material de cierre Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre marrón
Material de la membrana goma
Material del tubo Polipropileno (PP)
Material del pistón Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Material del émbolo Poliestireno (PS)

Pureza y certificación

Cumple el requisito IATA, ADR
Categoria de producto In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE CE
Estándar de pureza estéril
Esterilización Irradiación con electrones
Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 500
Tipo de embalaje caja
unidades / caja interna 50
unidades / caja 500
unidades / pallet 26000
Profundidad caja interior 189 mm
Ancho de la caja interior 117 mm
Altura de la caja interior 82 mm
Profundidad de la caja 440 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-19

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
S-Monovette® Suero Gel CAT, 4,7 ml, cierre marrón, (LxØ): 75 x 15 mm, con etiqueta de papel

Página 3

Ancho de la caja	400 mm
Altura de la caja	129 mm
Volumen de la caja	0.0227 cbm
Peso del producto	0.0075 kg
Peso de la caja	4.54 kg
EAN de la caja interna	4038917129701
EAN de la caja	4038917022392

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-19

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT