



**Especificaciones del producto**  
**S-Monovette® Heparina de litio LH, 5,5 ml, cierre naranja, (LxØ): 75 x 15 mm, con etiqueta de plástico**

**Página 1**



**Descripción del artículo**

Número de pedido	03.1628
Descripción del artículo	S-Monovette® Heparina de litio LH, preparación: Heparina de litio, 5,5 ml, tapón roscado con membrana, cierre naranja, código de color EU, (LxØ) sin tapón: 75 x 15 mm, con etiqueta de plástico, etiqueta/impresión: transparente/naranja, 50 unidades/caja, estéril

**Características del producto**

Tipo de extracción	venosa
Tipo de preparación	Heparina de litio
Concentración de la preparación	16 UI/ml sangre
Código de color	EU
Etiqueta/ Impresión	con etiqueta de plástico
Color impresión/etiqueta	transparente/naranja
Graduación	escala nominal
Tapón	tapón roscado con membrana
Tipo de cierre	tapón de rosca

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-07-19

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**



**Especificaciones del producto**  
**S-Monovette® Heparina de litio LH, 5,5 ml, cierre naranja, (LxØ): 75 x 15 mm, con etiqueta de plástico**

**Página 2**

Centrifugación recomendada	2000 x g
Temperatura de centrifugación	20
Tiempo de centrifugación	10 Min
Impermeable	sí
Conexión	tapón roscado con membrana

### **Dimensiones**

Volumen nominal	5.5 ml
Diámetro exterior de la tapa	18 mm
Diámetro	15 mm
Longitud incluido el tapón	91 mm
Longitud sin tapón	75 mm
Longitud con tapón y émbolo	112 mm

### **Material y colores**

Color del producto	transparente
Material de cierre	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre	naranja
Material de la membrana	goma
Material del tubo	Polipropileno (PP)
Material del pistón	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Material del émbolo	Poliestireno (PS)

### **Pureza y certificación**

Cumple el requisito	IATA, ADR
Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Estándar de pureza	estéril
Esterilización	Irradiación con electrones
Con lotes	sí

### **Presentación**

Pedido mínimo	500
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	50
unidades / caja	500

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-07-19

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**



**Especificaciones del producto**  
**S-Monovette® Heparina de litio LH, 5,5 ml, cierre naranja, (LxØ): 75 x 15 mm, con etiqueta de plástico**

**Página 3**

unidades / pallet	34000
Profundidad caja interior	189 mm
Ancho de la caja interior	117 mm
Altura de la caja interior	82 mm
Profundidad de la caja	440 mm
Ancho de la caja	400 mm
Altura de la caja	129 mm
Volumen de la caja	0.0227 cbm
Peso del producto	0.0069 kg
Peso de la caja	4.27 kg
EAN de la caja interna	4038917087285
EAN de la caja	4038917005746

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-07-19

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**