



**Especificaciones del producto**  
**S-Monovette® Suero CAT, 2,6 ml, cierre rojo,**  
**(LxØ): 65 x 13 mm, con etiqueta de papel**

**Página 1**



### Descripción del artículo

Número de pedido	04.1904.100
Descripción del artículo	S-Monovette® Suero CAT, preparación: Activador de coagulación, 2,6 ml, tapón roscado con membrana, cierre rojo, código de color ISO, (LxØ) sin tapón: 65 x 13 mm, con etiqueta de papel, etiqueta/impresión: rojo, 50 unidades/caja, estéril

### Características del producto

Tipo de extracción	venosa
Tipo de preparación	Activador de coagulación
Código de color	ISO
Etiqueta/ Impresión	con etiqueta de papel
Color impresión/etiqueta	rojo
Graduación	escala nominal
Tapón	tapón roscado con membrana
Tipo de cierre	tapón de rosca
Centrifugación recomendada	2000 x g
Temperatura de centrifugación	20
Tiempo de centrifugación	10 Min

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-07-03

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**



**Especificaciones del producto**  
**S-Monovette® Suero CAT, 2,6 ml, cierre rojo,**  
**(LxØ): 65 x 13 mm, con etiqueta de papel**

**Página 2**

Impermeable sí  
Conexión tapón roscado con membrana

**Dimensiones**

Volumen nominal 2.6 ml  
Diámetro exterior de la tapa 16 mm  
Diámetro 13 mm  
Longitud incluido el tapón 81 mm  
Longitud sin tapón 65 mm  
Longitud con tapón y émbolo 102 mm

**Material y colores**

Color del producto transparente  
Material de cierre Polietileno de alta densidad (HD-PE)  
Color del cierre rojo  
Material de la membrana goma  
Material del tubo Polipropileno (PP)  
Material del pistón Polietileno de alta densidad (HD-PE)  
Material del émbolo Poliestireno (PS)

**Pureza y certificación**

Cumple el requisito IATA, ADR  
Categoria de producto In vitro-Diagnóstico, CE  
Certificación CE CE  
Estándar de pureza estéril  
Esterilización Irradiación con electrones  
Con lotes sí

**Presentación**

Pedido mínimo 500  
Tipo de embalaje caja  
unidades / caja interna 50  
unidades / caja 500  
unidades / pallet 42000  
Profundidad caja interior 171 mm  
Ancho de la caja interior 105 mm  
Altura de la caja interior 73 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-07-03

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**



**Especificaciones del producto**  
**S-Monovette® Suero CAT, 2,6 ml, cierre rojo,**  
**(LxØ): 65 x 13 mm, con etiqueta de papel**

**Página 3**

Profundidad de la caja	388 mm
Ancho de la caja	358 mm
Altura de la caja	125 mm
Volumen de la caja	0.0174 cbm
Peso del producto	0.0043 kg
Peso de la caja	2.87 kg
EAN de la caja interna	4038917134231
EAN de la caja	4038917025546

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-07-03

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**