



Especificaciones del producto

Página 1

S-Monovette® Heparina de litio gel LH, 2,7 ml, cierre naranja, (LxØ): 75 x 13 mm, con etiqueta de plástico pre-codificado, precódigo de barras con un intervalo de números único de 8 dígitos y un prefijo de 3 dígitos



Descripción del artículo

Número de pedido	04.1928.088
Descripción del artículo	S-Monovette® Heparina de litio gel LH, preparación: Heparina de litio gel, 2,7 ml, tapón roscado con membrana, cierre naranja, código de color EU, (LxØ) sin tapón: 75 x 13 mm, con etiqueta de plástico pre-codificado, precódigo de barras con un intervalo de números único de 8 dígitos y un prefijo de 3 dígitos 040, etiqueta/impresión: blanco/naranja, 50 unidades/caja, estéril

Características del producto

Tipo de extracción	venosa
Tipo de preparación	Heparina de litio gel
Concentración de la preparación	25 UI/ml sangre
Código de color	EU
Etiqueta/ Impresión	con etiqueta de plástico pre-codificado

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-17

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto

Página 2

S-Monovette® Heparina de litio gel LH, 2,7 ml, cierre naranja, (LxØ): 75 x 13 mm, con etiqueta de plástico pre-codificado, precódigo de barras con un intervalo de números único de 8 dígitos y un prefijo de 3 dígitos

Color impresión/etiqueta	blanco/naranja
Graduación	escala nominal
Tapón	tapón roscado con membrana
Tipo de cierre	tapón de rosca
Centrifugación recomendada	2500 x g
Temperatura de centrifugación	20
Tiempo de centrifugación	15 Min
Impermeable	sí
Conexión	tapón roscado con membrana

Dimensiones

Volumen nominal	2.7 ml
Diámetro exterior de la tapa	16 mm
Diámetro	13 mm
Longitud incluido el tapón	91 mm
Longitud sin tapón	75 mm
Longitud con tapón y émbolo	112 mm

Material y colores

Color del producto	transparente
Material de cierre	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre	naranja
Material de la membrana	goma
Material del tubo	Polipropileno (PP)
Material del pistón	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Material del émbolo	Poliestireno (PS)

Pureza y certificación

Cumple el requisito	IATA, ADR
Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Estándar de pureza	estéril
Esterilización	Irradiación con electrones
Con lotes	sí

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-17

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto

Página 3

S-Monovette® Heparina de litio gel LH, 2,7 ml, cierre naranja, (LxØ): 75 x 13 mm, con etiqueta de plástico pre-codificado, precódigo de barras con un intervalo de números único de 8 dígitos y un prefijo de 3 dígitos

Presentación

Pedido mínimo	20000
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	50
unidades / caja	500
unidades / pallet	39000
Profundidad caja interior	171 mm
Ancho de la caja interior	116 mm
Altura de la caja interior	73 mm
Profundidad de la caja	388 mm
Ancho de la caja	358 mm
Altura de la caja	135 mm
Volumen de la caja	0.0188 cbm
Peso del producto	0.0051 kg
Peso de la caja	3.29 kg
EAN de la caja interna	4038917949880
EAN de la caja	4038917949897

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-17

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT