



Especificaciones del producto

S-Monovette® Heparina de litio LH, 2,7 ml, cierre naranja, (LxØ): 75 x 13 mm, con etiqueta de plástico pre-codificado, precódigo de barras con un intervalo de números único de 8 dígitos y un prefijo de 3 dígitos

Página 1



Descripción del artículo

| | |
|--------------------------|--|
| Número de pedido | 04.1929.088 |
| Descripción del artículo | S-Monovette® Heparina de litio LH, preparación: Heparina de litio, 2,7 ml, tapón roscado con membrana, cierre naranja, código de color EU, (LxØ) sin tapón: 75 x 13 mm, con etiqueta de plástico pre-codificado, precódigo de barras con un intervalo de números único de 8 dígitos y un prefijo de 3 dígitos 024, etiqueta/impresión: blanco/naranja, 50 unidades/caja, estéril |

Características del producto

| | |
|---------------------------------|---|
| Tipo de extracción | venosa |
| Tipo de preparación | Heparina de litio |
| Concentración de la preparación | 16 UI/ml sangre |
| Código de color | EU |
| Etiqueta/ Impresión | con etiqueta de plástico pre-codificado |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-18

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto

S-Monovette® Heparina de litio LH, 2,7 ml, cierre naranja, (LxØ): 75 x 13 mm, con etiqueta de plástico pre-codificado, precódigo de barras con un intervalo de números único de 8 dígitos y un prefijo de 3 dígitos

Página 2

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Color impresión/etiqueta | blanco/naranja |
| Graduación | escala nominal |
| Tapón | tapón roscado con membrana |
| Tipo de cierre | tapón de rosca |
| Centrifugación recomendada | 2000 x g |
| Temperatura de centrifugación | 20 |
| Tiempo de centrifugación | 10 Min |
| Impermeable | sí |
| Conexión | tapón roscado con membrana |

Dimensiones

| | |
|------------------------------|--------|
| Volumen nominal | 2.7 ml |
| Diámetro exterior de la tapa | 16 mm |
| Diámetro | 13 mm |
| Longitud incluido el tapón | 91 mm |
| Longitud sin tapón | 75 mm |
| Longitud con tapón y émbolo | 112 mm |

Material y colores

| | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Color del producto | transparente |
| Material de cierre | Polietileno de alta densidad (HD-PE) |
| Color del cierre | naranja |
| Material de la membrana | goma |
| Material del tubo | Polipropileno (PP) |
| Material del pistón | Polietileno de alta densidad (HD-PE) |
| Material del émbolo | Poliestireno (PS) |

Pureza y certificación

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Cumple el requisito | IATA, ADR |
| Categoría de producto | In vitro-Diagnóstico, CE |
| Certificación CE | CE |
| Estándar de pureza | estéril |
| Esterilización | Irradiación con electrones |
| Con lotes | sí |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-18

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto

S-Monovette® Heparina de litio LH, 2,7 ml, cierre naranja, (LxØ): 75 x 13 mm, con etiqueta de plástico pre-codificado, precódigo de barras con un intervalo de números único de 8 dígitos y un prefijo de 3 dígitos

Página 3

Presentación

| | |
|----------------------------|---------------|
| Pedido mínimo | 20000 |
| Tipo de embalaje | caja |
| unidades / caja interna | 50 |
| unidades / caja | 500 |
| unidades / pallet | 39000 |
| Profundidad caja interior | 171 mm |
| Ancho de la caja interior | 116 mm |
| Altura de la caja interior | 73 mm |
| Profundidad de la caja | 388 mm |
| Ancho de la caja | 358 mm |
| Altura de la caja | 135 mm |
| Volumen de la caja | 0.0188 cbm |
| Peso del producto | 0.0045 kg |
| Peso de la caja | 3 kg |
| EAN de la caja interna | 4038917949972 |
| EAN de la caja | 4038917949989 |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-18

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT