



## Especificaciones del producto

### S-Monovette® Suero Gel CAT, 4,9 ml, cierre marrón, (LxØ): 90 x 13 mm, con etiqueta de plástico

Página 1



### Descripción del artículo

Número de pedido	04.1935
Descripción del artículo	S-Monovette® Suero Gel CAT, preparación: activador de coagulación/gel, 4,9 ml, tapón roscado con membrana, cierre marrón, código de color EU/ISO, (LxØ) sin tapón: 90 x 13 mm, con etiqueta de plástico, etiqueta/impresión: transparente/marrón, 50 unidades/caja, estéril

### Características del producto

Tipo de extracción	venosa
Tipo de preparación	activador de coagulación/gel
Código de color	EU/ISO
Etiqueta/ Impresión	con etiqueta de plástico
Color impresión/etiqueta	transparente/marrón
Graduación	escala nominal
Tapón	tapón roscado con membrana
Tipo de cierre	tapón de rosca
Centrifugación recomendada	2500 x g
Tiempo de centrifugación	10 Min

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-07-19

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**



**Especificaciones del producto**  
**S-Monovette® Suero Gel CAT, 4,9 ml, cierre marrón, (LxØ): 90 x 13 mm, con etiqueta de plástico**

**Página 2**

Impermeable sí  
Conexión tapón roscado con membrana

**Dimensiones**

Volumen nominal 4.9 ml  
Diámetro exterior de la tapa 16 mm  
Diámetro 13 mm  
Longitud incluido el tapón 106 mm  
Longitud sin tapón 90 mm  
Longitud con tapón y émbolo 127 mm

**Material y colores**

Color del producto transparente  
Material de cierre Polietileno de alta densidad (HD-PE)  
Color del cierre marrón  
Material de la membrana goma  
Material del tubo Polipropileno (PP)  
Material del pistón Polietileno de alta densidad (HD-PE)  
Material del émbolo Poliestireno (PS)

**Pureza y certificación**

Cumple el requisito IATA, ADR  
Categoria de producto In vitro-Diagnóstico, CE  
Certificación CE CE  
Estándar de pureza estéril  
Esterilización Irradiación con electrones  
Con lotes sí

**Presentación**

Pedido mínimo 500  
Tipo de embalaje caja  
unidades / caja interna 50  
unidades / caja 500  
unidades / pallet 36000  
Profundidad caja interior 171 mm  
Ancho de la caja interior 130 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-07-19

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**



**Especificaciones del producto**  
**S-Monovette® Suero Gel CAT, 4,9 ml, cierre marrón, (LxØ): 90 x 13 mm, con etiqueta de plástico**

**Página 3**

Altura de la caja interior	73 mm
Profundidad de la caja	388 mm
Ancho de la caja	358 mm
Altura de la caja	150 mm
Volumen de la caja	0.0208 cbm
Peso del producto	0.0057 kg
Peso de la caja	3.62 kg
EAN de la caja interna	4038917088077
EAN de la caja	4038917006217

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-07-19

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**