



Especificaciones del producto
S-Monovette® Suero CAT, 2,7 ml, cierre rojo,
(LxØ): 75 x 13 mm, con etiqueta de papel

Página 1



Descripción del artículo

| | |
|--------------------------|--|
| Número de pedido | 04.1943.100 |
| Descripción del artículo | S-Monovette® Suero CAT, preparación: Activador de coagulación, 2,7 ml, tapón roscado con membrana, cierre rojo, código de color ISO, (LxØ) sin tapón: 75 x 13 mm, con etiqueta de papel, etiqueta/impresión: rojo, 50 unidades/caja, estéril |

Características del producto

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Tipo de extracción | venosa |
| Tipo de preparación | Activador de coagulación |
| Código de color | ISO |
| Etiqueta/ Impresión | con etiqueta de papel |
| Color impresión/etiqueta | rojo |
| Graduación | escala nominal |
| Tapón | tapón roscado con membrana |
| Tipo de cierre | tapón de rosca |
| Centrifugación recomendada | 2000 x g |
| Temperatura de centrifugación | 20 |
| Tiempo de centrifugación | 10 Min |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-03

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
S-Monovette® Suero CAT, 2,7 ml, cierre rojo,
(LxØ): 75 x 13 mm, con etiqueta de papel

Página 2

Impermeable sí
Conexión tapón roscado con membrana

Dimensiones

Volumen nominal 2.7 ml
Diámetro exterior de la tapa 16 mm
Diámetro 13 mm
Longitud incluido el tapón 91 mm
Longitud sin tapón 75 mm
Longitud con tapón y émbolo 112 mm

Material y colores

Color del producto transparente
Material de cierre Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre rojo
Material de la membrana goma
Material del tubo Polipropileno (PP)
Material del pistón Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Material del émbolo Poliestireno (PS)

Pureza y certificación

Cumple el requisito IATA, ADR
Categoria de producto In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE CE
Estándar de pureza estéril
Esterilización Irradiación con electrones
Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 20000
Tipo de embalaje caja
unidades / caja interna 50
unidades / caja 500
unidades / pallet 39000
Profundidad caja interior 171 mm
Ancho de la caja interior 116 mm
Altura de la caja interior 73 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-03

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
S-Monovette® Suero CAT, 2,7 ml, cierre rojo,
(LxØ): 75 x 13 mm, con etiqueta de papel

Página 3

| | |
|------------------------|---------------|
| Profundidad de la caja | 388 mm |
| Ancho de la caja | 358 mm |
| Altura de la caja | 135 mm |
| Volumen de la caja | 0.0188 cbm |
| Peso del producto | 0.0045 kg |
| Peso de la caja | 3.02 kg |
| EAN de la caja interna | 4038917266857 |
| EAN de la caja | 4038917266840 |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-03

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT