



Descripción del artículo

Número de pedido	04.1945.201
Descripción del artículo	S-Monovette® GlucoEXACT FC, preparación: Citrato / fluoruro / EDTA, 3,1 ml, tapón roscado con membrana, cierre rosa, código de color ISO, (LxØ) sin tapón: 75 x 13 mm, con etiqueta de papel, etiqueta/impresión: rosa, 50 unidades/caja, estéril

Características del producto

Tipo de extracción	venosa
Tipo de preparación	Citrato / fluoruro / EDTA
Código de color	ISO
Etiqueta/ Impresión	con etiqueta de papel
Color impresión/etiqueta	rosa
Graduación	escala nominal
Tapón	tapón roscado con membrana
Tipo de cierre	tapón de rosca
Centrifugación recomendada	2000 x g
Temperatura de centrifugación	20
Tiempo de centrifugación	10 Min
Impermeable	sí
Conexión	tapón roscado con membrana

Dimensiones

Volumen nominal	3.1 ml
Diámetro exterior de la tapa	16 mm
Diámetro	13 mm
Longitud incluido el tapón	91 mm
Longitud sin tapón	75 mm
Longitud con tapón y émbolo	112 mm

Material y colores

Color del producto	transparente
Material de cierre	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre	rosa
Material de la membrana	goma
Material del tubo	Polipropileno (PP)

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Especificaciones del producto
S-Monovette® GlucoEXACT FC, 3,1 ml, cierre rosa, (LxØ): 75 x 13 mm, con etiqueta de papel

Página 2

Material del pistón Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Material del émbolo Poliestireno (PS)

Pureza y certificación

Cumple el requisito IATA, ADR
Categoría de producto In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE CE
Estándar de pureza estéril
Esterilización Irradiación con electrones
Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 20000
Tipo de embalaje caja
unidades / caja interna 50
unidades / caja 500
unidades / pallet 39000
Profundidad caja interior 171 mm
Ancho de la caja interior 116 mm
Altura de la caja interior 73 mm
Profundidad de la caja 388 mm
Ancho de la caja 358 mm
Altura de la caja 135 mm
Volumen de la caja 0.0188 cbm
Peso del producto 0.0047 kg
Peso de la caja 3.08 kg
EAN de la caja interna 4038917554091
EAN de la caja 4038917554084

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-17

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT