



## Descripción del artículo

Número de pedido	04.1947.791
Descripción del artículo	S-Monovette®, tapón roscado con membrana, (LxØ) sin tapón: 75 x 13 mm, con etiqueta de papel

## Características del producto

Tipo de extracción	venosa
Etiqueta/ Impresión	con etiqueta de papel
Graduación	escala nominal
Tapón	tapón roscado con membrana
Tipo de cierre	tapón de rosca
Impermeable	sí
Conexión	tapón roscado con membrana

## Dimensiones

Diámetro exterior de la tapa	16 mm
Diámetro	13 mm
Longitud incluido el tapón	91 mm
Longitud sin tapón	75 mm
Longitud con tapón y émbolo	112 mm

## Material y colores

Color del producto	transparente
Material de cierre	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Material de la membrana	goma
Material del tubo	Polipropileno (PP)
Material del pistón	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Material del émbolo	Poliestireno (PS)

## Pureza y certificación

Cumple el requisito	IATA, ADR
Esterilización	Irradiación con electrones
Con lotes	sí

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





**Presentación**

unidades / caja interna	50
unidades / caja	500
Profundidad caja interior	170 mm
Ancho de la caja interior	115 mm
Altura de la caja interior	72 mm
Profundidad de la caja	380 mm
Ancho de la caja	350 mm
Altura de la caja	120 mm
Volumen de la caja	0.016 cbm
EAN de la caja interna	4038917959841
EAN de la caja	4038917959858

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

