



## Especificaciones del producto

**S-Monovette® Citrato 9NC 0.106 mol/l 3,2%, 1,8 ml, cierre verde, (LxØ): 75 x 13 mm, con etiqueta de plástico pre-codificado, precódigo de barras con un intervalo de números único de 8 dígitos y un prefijo de 3 dígitos**

**Página 1**



### Descripción del artículo

Número de pedido	04.1955.088
Descripción del artículo	S-Monovette® Citrato 9NC 0.106 mol/l 3,2%, preparación: Citrato 9NC, 1,8 ml, tapón roscado con membrana, cierre verde, código de color EU, (LxØ) sin tapón: 75 x 13 mm, con etiqueta de plástico pre-codificado, precódigo de barras con un intervalo de números único de 8 dígitos y un prefijo de 3 dígitos 019, etiqueta/impresión: blanco/verde, 50 unidades/caja, estéril

### Características del producto

Tipo de extracción	venosa
Tipo de preparación	Citrato 9NC
Concentración de la preparación	0,106 mol/l
Código de color	EU
Etiqueta/ Impresión	con etiqueta de plástico pre-codificado

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-06-30

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**



## Especificaciones del producto

Página 2

**S-Monovette® Citrato 9NC 0.106 mol/l 3,2%, 1,8 ml, cierre verde, (LxØ): 75 x 13 mm, con etiqueta de plástico pre-codificado, precódigo de barras con un intervalo de números único de 8 dígitos y un prefijo de 3 dígitos**

Color impresión/etiqueta	blanco/verde
Graduación	escala nominal
Tapón	tapón roscado con membrana
Tipo de cierre	tapón de rosca
Centrifugación recomendada	3000 x g
Temperatura de centrifugación	20
Tiempo de centrifugación	10 Min
Impermeable	sí
Conexión	tapón roscado con membrana

### Dimensiones

Volumen nominal	1.8 ml
Diámetro exterior de la tapa	16 mm
Diámetro	13 mm
Longitud incluido el tapón	91 mm
Longitud sin tapón	75 mm
Longitud con tapón y émbolo	112 mm

### Material y colores

Color del producto	transparente
Material de cierre	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre	verde
Material de la membrana	goma
Material del tubo	Polipropileno (PP)
Material del pistón	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Material del émbolo	Poliestireno (PS)

### Pureza y certificación

Cumple el requisito	IATA, ADR
Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Estándar de pureza	estéril
Esterilización	Irradiación con electrones
Con lotes	sí

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-06-30

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**



## Especificaciones del producto

Página 3

**S-Monovette® Citrato 9NC 0.106 mol/l 3,2%, 1,8 ml, cierre verde, (LxØ): 75 x 13 mm, con etiqueta de plástico pre-codificado, precódigo de barras con un intervalo de números único de 8 dígitos y un prefijo de 3 dígitos**

### Presentación

Pedido mínimo	20000
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	50
unidades / caja	500
unidades / pallet	39000
Profundidad caja interior	171 mm
Ancho de la caja interior	116 mm
Altura de la caja interior	73 mm
Profundidad de la caja	388 mm
Ancho de la caja	358 mm
Altura de la caja	135 mm
Volumen de la caja	0.0188 cbm
Peso del producto	0.0048 kg
Peso de la caja	3.16 kg
EAN de la caja interna	4038917949507
EAN de la caja	4038917949514

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-06-30

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**