



**Especificaciones del producto**  
**S-Monovette® Citrato 9NC 0.106 mol/l 3,2%, 3 ml,**  
**cierre azul, (LxØ): 66 x 11 mm, con etiqueta de**  
**papel**

**Página 1**



### Descripción del artículo

Número de pedido	05.1165.100
Descripción del artículo	S-Monovette® Citrato 9NC 0.106 mol/l 3,2%, preparación: Citrato 9NC, 3 ml, tapón roscado con membrana, cierre azul, código de color ISO, (LxØ) sin tapón: 66 x 11 mm, con etiqueta de papel, etiqueta/impresión: azul, 50 unidades/caja, estéril

### Características del producto

Tipo de extracción	venosa
Tipo de preparación	Citrato 9NC
Concentración de la preparación	0,106 mol/l
Código de color	ISO
Etiqueta/ Impresión	con etiqueta de papel
Color impresión/etiqueta	azul
Graduación	escala nominal
Tapón	tapón roscado con membrana
Tipo de cierre	tapón de rosca

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-07-04

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**



**Especificaciones del producto**  
**S-Monovette® Citrato 9NC 0.106 mol/l 3,2%, 3 ml,**  
**cierre azul, (LxØ): 66 x 11 mm, con etiqueta de**  
**papel**

**Página 2**

Centrifugación recomendada	1800 x g
Temperatura de centrifugación	20
Tiempo de centrifugación	10 Min
Impermeable	sí
Conexión	tapón roscado con membrana

**Dimensiones**

Volumen nominal	3 ml
Diámetro exterior de la tapa	13 mm
Diámetro	11 mm
Longitud incluido el tapón	82 mm
Longitud sin tapón	66 mm
Longitud con tapón y émbolo	103 mm

**Material y colores**

Color del producto	transparente
Material de cierre	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre	azul
Material de la membrana	goma
Material del tubo	Polipropileno (PP)
Material del pistón	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Material del émbolo	Poliestireno (PS)

**Pureza y certificación**

Cumple el requisito	IATA, ADR
Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Estándar de pureza	estéril
Esterilización	Irradiación con electrones
Con lotes	sí

**Presentación**

Pedido mínimo	500
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	50
unidades / caja	500

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-07-04

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**



**Especificaciones del producto**  
**S-Monovette® Citrato 9NC 0.106 mol/l 3,2%, 3 ml,**  
**cierre azul, (LxØ): 66 x 11 mm, con etiqueta de**  
**papel**

**Página 3**

unidades / pallet	56000
Profundidad caja interior	145 mm
Ancho de la caja interior	108 mm
Altura de la caja interior	63 mm
Profundidad de la caja	333 mm
Ancho de la caja	303 mm
Altura de la caja	125 mm
Volumen de la caja	0.0126 cbm
Peso del producto	0.0041 kg
Peso de la caja	2.61 kg
EAN de la caja interna	4038917126113
EAN de la caja	4038917020442

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-07-04

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**