



**Especificaciones del producto**  
**S-Monovette® Heparina de litio LH, 2,7 ml, cierre naranja, (LxØ): 66 x 11 mm, con etiqueta de plástico**

**Página 1**



**Descripción del artículo**

Número de pedido	05.1553
Descripción del artículo	S-Monovette® Heparina de litio LH, preparación: Heparina de litio, 2,7 ml, tapón roscado con membrana, cierre naranja, código de color EU, (LxØ) sin tapón: 66 x 11 mm, con etiqueta de plástico, etiqueta/impresión: transparente/naranja, 50 unidades/caja, estéril

**Características del producto**

Tipo de extracción	venosa
Tipo de preparación	Heparina de litio
Concentración de la preparación	16 UI/ml sangre
Código de color	EU
Etiqueta/ Impresión	con etiqueta de plástico
Color impresión/etiqueta	transparente/naranja
Graduación	escala nominal
Tapón	tapón roscado con membrana
Tipo de cierre	tapón de rosca

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-07-19

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**



**Especificaciones del producto**  
**S-Monovette® Heparina de litio LH, 2,7 ml, cierre naranja, (LxØ): 66 x 11 mm, con etiqueta de plástico**

**Página 2**

Centrifugación recomendada	2000 x g
Temperatura de centrifugación	20
Tiempo de centrifugación	10 Min
Impermeable	sí
Conexión	tapón roscado con membrana

### **Dimensiones**

Volumen nominal	2.7 ml
Diámetro exterior de la tapa	13 mm
Diámetro	11 mm
Longitud incluido el tapón	82 mm
Longitud sin tapón	66 mm
Longitud con tapón y émbolo	103 mm

### **Material y colores**

Color del producto	transparente
Material de cierre	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre	naranja
Material de la membrana	goma
Material del tubo	Polipropileno (PP)
Material del pistón	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Material del émbolo	Poliestireno (PS)

### **Pureza y certificación**

Cumple el requisito	IATA, ADR
Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Estándar de pureza	estéril
Esterilización	Irradiación con electrones
Con lotes	sí

### **Presentación**

Pedido mínimo	500
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	50
unidades / caja	500

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-07-19

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**



**Especificaciones del producto**  
**S-Monovette® Heparina de litio LH, 2,7 ml, cierre naranja, (LxØ): 66 x 11 mm, con etiqueta de plástico**

**Página 3**

unidades / pallet	56000
Profundidad caja interior	145 mm
Ancho de la caja interior	108 mm
Altura de la caja interior	63 mm
Profundidad de la caja	333 mm
Ancho de la caja	303 mm
Altura de la caja	125 mm
Volumen de la caja	0.0126 cbm
Peso del producto	0.0041 kg
Peso de la caja	2.61 kg
EAN de la caja interna	4038917087018
EAN de la caja	4038917005500

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-07-19

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**