



Especificaciones del producto

**Monovette® Luer Heparina de litio LH, 4,5 ml,
cierre verde, (LxØ): 92 x 11 mm, con etiqueta de
papel**

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido	05.276.160
Descripción del artículo	Monovette® Luer Heparina de litio LH, preparación: Heparina de litio, volumen nominal: 4,5 ml, (LxØ): 92 x 11 mm, tapón de rosca Luer, cierre verde, con etiqueta de papel, etiqueta/impresión: verde, extracción de sangre venosa en animales, 100 unidades/bolsa

Características del producto

Tipo de extracción	venosa
Tipo de preparación	Heparina de litio
Código de color	ISO
Etiqueta/ Impresión	con etiqueta de papel
Color impresión/etiqueta	verde
Tapón	tapón de rosca Luer
Tipo de cierre	tapón de rosca
Ámbito de aplicación	extracción de sangre venosa en animales
Centrifugación recomendada	2000 x g
Tiempo de centrifugación	10 Min

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-18

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto

Monovette® Luer Heparina de litio LH, 4,5 ml, cierre verde, (LxØ): 92 x 11 mm, con etiqueta de papel

Página 2

Conexión Luer

Dimensiones

Volumen nominal	4.5 ml
Diámetro	11 mm
Altura del producto	92 mm
Longitud del producto	92 mm
Longitud incluido el tapón	117 mm
Longitud sin tapón	92 mm
Longitud con tapón y émbolo	127 mm

Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre	verde
Material del tubo	Polipropileno (PP)
Material del pistón	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Material del émbolo	Poliestireno (PS)

Pureza y certificación

Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	100
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	100
unidades / caja	500
unidades / pallet	36000
Volumen de la caja	0.0182 cbm
Peso del producto	0.0067 kg
Peso de la caja	3.6 kg
EAN de la caja interna	4038917104784
EAN de la caja	4038917032162

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-18

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT