



Especificaciones del producto
S-Monovette® EDTA K2, 1,2 ml, cierre violeta,
(LxØ): 66 x 8 mm, con etiqueta de plástico

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido	06.1660.100
Descripción del artículo	S-Monovette® EDTA K2, preparación: EDTA K2, 1,2 ml, tapón roscado con membrana, cierre violeta, código de color ISO, (LxØ) sin tapón: 66 x 8 mm, con etiqueta de plástico, etiqueta/impresión: blanco/violeta, 50 unidades/caja, estéril

Características del producto

Tipo de extracción	venosa
Tipo de preparación	EDTA K2
Concentración de la preparación	1,6 mg/ml sangre
Código de color	ISO
Etiqueta/ Impresión	con etiqueta de plástico
Color impresión/etiqueta	blanco/violeta
Graduación	sí
Tapón	tapón roscado con membrana
Tipo de cierre	tapón de rosca
Impermeable	sí

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-18

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
S-Monovette® EDTA K2, 1,2 ml, cierre violeta,
(LxØ): 66 x 8 mm, con etiqueta de plástico

Página 2

Conexión tapón roscado con membrana

Dimensiones

Volumen nominal 1.2 ml
Diámetro exterior de la tapa 13 mm
Diámetro 8 mm
Longitud incluido el tapón 82 mm
Longitud sin tapón 66 mm
Longitud con tapón y émbolo 103 mm

Material y colores

Color del producto transparente
Material de cierre Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre violeta
Material de la membrana goma
Material del tubo Polipropileno (PP)
Material del pistón goma
Material del émbolo Poliestireno (PS)

Pureza y certificación

Cumple el requisito IATA, ADR
Categoria de producto In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE CE
Estándar de pureza estéril
Esterilización Irradiación con electrones
Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 500
Tipo de embalaje caja
unidades / caja interna 50
unidades / caja 500
unidades / pallet 56000
Profundidad caja interior 145 mm
Ancho de la caja interior 108 mm
Altura de la caja interior 63 mm
Profundidad de la caja 333 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-18

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
S-Monovette® EDTA K2, 1,2 ml, cierre violeta,
(LxØ): 66 x 8 mm, con etiqueta de plástico

Página 3

Ancho de la caja	303 mm
Altura de la caja	125 mm
Volumen de la caja	0.0126 cbm
Peso del producto	0.0033 kg
Peso de la caja	2.18 kg
EAN de la caja interna	4038917322737
EAN de la caja	4038917322720

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-18

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT