



**Especificaciones del producto**  
**S-Monovette® EDTA K3, 1,2 ml, cierre rojo, (LxØ):**  
**66 x 8 mm, con etiqueta de plástico**

**Página 1**



### Descripción del artículo

Número de pedido	06.1664.001
Descripción del artículo	S-Monovette® EDTA K3, preparación: EDTA K3, 1,2 ml, con bola mezcladora, tapón roscado con membrana, cierre rojo, código de color EU, (LxØ) sin tapón: 66 x 8 mm, con etiqueta de plástico, etiqueta/impresión: blanco/rojo, 50 unidades/caja, estéril

### Características del producto

Tipo de extracción	venosa
Tipo de preparación	EDTA K3
Concentración de la preparación	1,6 mg/ml sangre
Código de color	EU
Etiqueta/ Impresión	con etiqueta de plástico
Color impresión/etiqueta	blanco/rojo
Graduación	sí
Tapón	tapón roscado con membrana
Tipo de cierre	tapón de rosca
Impermeable	sí

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-07-17

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**



**Especificaciones del producto**  
**S-Monovette® EDTA K3, 1,2 ml, cierre rojo, (LxØ):**  
**66 x 8 mm, con etiqueta de plástico**

Conexión tapón roscado con membrana

**Dimensiones**

Volumen nominal 1.2 ml  
Diámetro exterior de la tapa 13 mm  
Diámetro 8 mm  
Longitud incluido el tapón 82 mm  
Longitud sin tapón 66 mm  
Longitud con tapón y émbolo 103 mm

**Material y colores**

Color del producto transparente  
Material de cierre Polietileno de alta densidad (HD-PE)  
Color del cierre rojo  
Material de la membrana goma  
Material del tubo Polipropileno (PP)  
Material del pistón goma  
Material del émbolo Poliestireno (PS)

**Pureza y certificación**

Cumple el requisito IATA, ADR  
Categoria de producto In vitro-Diagnóstico, CE  
Certificación CE CE  
Estándar de pureza estéril  
Esterilización Irradiación con electrones  
Con lotes sí

**Presentación**

Pedido mínimo 500  
Tipo de embalaje caja  
unidades / caja interna 50  
unidades / caja 500  
unidades / pallet 56000  
Profundidad caja interior 145 mm  
Ancho de la caja interior 108 mm  
Altura de la caja interior 63 mm  
Profundidad de la caja 333 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





**Especificaciones del producto**  
**S-Monovette® EDTA K3, 1,2 ml, cierre rojo, (LxØ):**  
**66 x 8 mm, con etiqueta de plástico**

**Página 3**

Ancho de la caja	303 mm
Altura de la caja	125 mm
Volumen de la caja	0.0126 cbm
Peso del producto	0.0033 kg
Peso de la caja	2.18 kg
EAN de la caja interna	4038917132800
EAN de la caja	4038917024457

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-07-17

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**