



**Especificaciones del producto**  
**Tubo de muestras, Suero CAT, 10 ml, cierre blanco, (LxØ): 95 x 16,8 mm**

**Página 1**



**Descripción del artículo**

Número de pedido	26.323
Descripción del artículo	Tubo de muestras, volumen nominal: 10 ml, cierre blanco, preparación: Activador de coagulación, tapón a presión, (LxØ): 95 x 16,8 mm, fondo redondo, 100 unidades/bolsa

**Características del producto**

Tipo de preparación	Activador de coagulación
Código de color	EU
Graduación	no
Tipo de cierre	tapón a presión
Forma del fondo	fondo redondo
Centrifugación recomendada	2000 x g
Tiempo de centrifugación	10 Min

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-07-18

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**



**Especificaciones del producto**  
**Tubo de muestras, Suero CAT, 10 ml, cierre blanco, (LxØ): 95 x 16,8 mm**

**Página 2**

**Dimensiones**

Volumen nominal	10 ml
Diámetro	16.8 mm
Longitud del producto	95 mm
Longitud sin tapón	95 mm

**Material y colores**

Color del producto	transparente
Material de cierre	Polietileno de baja densidad (LD-PE)
Color del cierre	blanco
Material del tubo	Polipropileno (PP)

**Pureza y certificación**

Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Con lotes	sí

**Presentación**

Pedido mínimo	1000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	100
unidades / caja	1000
unidades / pallet	30000
Profundidad de la caja	398 mm
Ancho de la caja	398 mm
Altura de la caja	340 mm
Volumen de la caja	0.0539 cbm
Peso del producto	0.0066 kg
Peso de la caja	7.27 kg
EAN de la caja interna	4038917081146
EAN de la caja	4038917000284

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-07-18

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**