



Especificaciones del producto
Tubo de muestras, Suero CAT, 7 ml, cierre negra,
(LxØ): 100 x 13 mm

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido	29.373
Descripción del artículo	Tubo de muestras, volumen nominal: 7 ml, cierre negra, preparación: Activador de coagulación, tapón a presión, (LxØ): 100 x 13 mm, fondo redondo, 100 unidades/bolsa

Características del producto

Tipo de preparación	Activador de coagulación
Código de color	EU
Graduación	no
Tipo de cierre	tapón a presión
Forma del fondo	fondo redondo
Centrifugación recomendada	2000 x g
Tiempo de centrifugación	10 Min

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-18

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
Tubo de muestras, Suero CAT, 7 ml, cierre negra,
(LxØ): 100 x 13 mm

Página 2

Dimensiones

Volumen nominal	7 ml
Diámetro	13 mm
Longitud del producto	100 mm
Longitud sin tapón	100 mm

Material y colores

Color del producto	transparente
Material de cierre	Polietileno de baja densidad (LD-PE)
Color del cierre	negra
Material del tubo	Polipropileno (PP)

Pureza y certificación

Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	1000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	100
unidades / caja	1000
unidades / pallet	42000
Profundidad de la caja	388 mm
Ancho de la caja	378 mm
Altura de la caja	250 mm
Volumen de la caja	0.0367 cbm
Peso del producto	0.0047 kg
Peso de la caja	5.22 kg
EAN de la caja interna	4038917081368
EAN de la caja	4038917335966

Estas son las especificaciones actuales para este producto.
Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su
totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin
notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-18

Este documento ha sido preparado
por el soporte informático EDP y es
válido sin la firma.



SARSTEDT