



**Especificaciones del producto**  
**Tubo de muestras, Citrato 9NC 0.106 mol/l 3,2%, 5 ml, cierre verde, (LxØ): 75 x 13 mm, con impresión**

**Página 1**



### Descripción del artículo

Número de pedido	32.525.326
Descripción del artículo	Tubo de muestras, volumen nominal: 5 ml, cierre verde, preparación: Citrato 9NC, tapón a presión, (LxØ): 75 x 13 mm, fondo redondo, con impresión, 100 unidades/contenedor de poliestireno expandido

### Características del producto

Tipo de preparación	Citrato 9NC
Concentración de la preparación	0,106 mol/l
Código de color	EU
Etiqueta/ Impresión	con impresión
Color impresión/etiqueta	verde
Graduación	escala nominal
Tipo de cierre	tapón a presión
Forma del fondo	fondo redondo
Centrifugación recomendada	1800 x g
Tiempo de centrifugación	10 Min

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-07-18

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**



## Especificaciones del producto

**Tubo de muestras, Citrato 9NC 0.106 mol/l 3,2%, 5 ml, cierre verde, (LxØ): 75 x 13 mm, con impresión**

**Página 2**

### Dimensiones

Volumen nominal	5 ml
Diámetro	13 mm
Longitud del producto	75 mm
Longitud sin tapón	75 mm

### Material y colores

Color del producto	transparente
Material de cierre	Polietileno de baja densidad (LD-PE)
Color del cierre	verde
Material del tubo	Polipropileno (PP)

### Pureza y certificación

Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Con lotes	sí

### Presentación

Pedido mínimo	500
Tipo de embalaje	contenedor de poliestireno expandido
unidades / caja interna	100
unidades / caja	500
unidades / pallet	37500
Profundidad de la caja	458 mm
Ancho de la caja	348 mm
Altura de la caja	115 mm
Volumen de la caja	0.0183 cbm
Peso del producto	0.0038 kg
Peso de la caja	2.42 kg
EAN de la caja interna	4038917109277
EAN de la caja	4038917012454

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-07-18

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**