




Especificaciones del producto
Tubo de muestras, EDTA K3, 4 ml, cierre rojo,
(LxØ): 75 x 12 mm, con impresión

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido	36.338
Descripción del artículo	Tubo de muestras, volumen nominal: 4 ml, cierre rojo, preparación: EDTA K3, tapón a presión, (LxØ): 75 x 12 mm, fondo redondo, con impresión, 100 unidades/bolsa

Características del producto

Tipo de preparación	EDTA K3
Concentración de la preparación	1,6 mg/ml sangre
Código de color	EU
Etiqueta/ Impresión	con impresión
Color impresión/etiqueta	rojo
Graduación	sí
Tapón	Tapón a presión con faldón
Tipo de cierre	tapón a presión
Forma del fondo	fondo redondo

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-03

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
Tubo de muestras, EDTA K3, 4 ml, cierre rojo,
(LxØ): 75 x 12 mm, con impresión

Página 2

Dimensiones

Volumen nominal	4 ml
Diámetro	12 mm
Longitud del producto	75 mm
Longitud sin tapón	75 mm

Material y colores

Color del producto	transparente
Material de cierre	Polietileno de baja densidad (LD-PE)
Color del cierre	rojo
Material del tubo	Polipropileno (PP)

Pureza y certificación

Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	2000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	100
unidades / caja	2000
unidades / pallet	60000
Profundidad de la caja	398 mm
Ancho de la caja	398 mm
Altura de la caja	340 mm
Volumen de la caja	0.0539 cbm
Peso del producto	0.0033 kg
Peso de la caja	7.32 kg
EAN de la caja interna	4038917081238
EAN de la caja	4038917000376

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-03

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT