



**Especificaciones del producto**  
**Microrrecipiente de muestras Citrato 9NC 0.106 mol/l 3,2%, 1,3 ml, tapón de rosca, ISO**

**Página 1**



### Descripción del artículo

Número de pedido	41.1350.105
Descripción del artículo	Microrrecipiente de muestras Citrato 9NC 0.106 mol/l 3,2%, extracción de sangre venosa, preparación: Citrato 9NC, volumen nominal: 1,3 ml, (LxØ) con tapón: 47 x 10,8 mm, tapón de rosca, tapón: azul, código de color ISO, con etiqueta de papel, etiqueta/impresión: azul, fondo cónico con faldón, 100 unidades/bolsa

### Características del producto

Tipo de extracción	venosa
Tipo de preparación	Citrato 9NC
Concentración de la preparación	0,106 mol/l
Código de color	ISO
Etiqueta/ Impresión	con etiqueta de papel
Color impresión/etiqueta	azul
Graduación	sí
Tipo de cierre	tapón de rosca
Ámbito de aplicación	extracción de sangre venosa

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-07-03

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**



**Especificaciones del producto**  
**Microrrecipiente de muestras Citrato 9NC 0.106**  
**mol/l 3,2%, 1,3 ml, tapón de rosca, ISO**

**Página 2**

Forma del fondo	fondo cónico con faldón
Volumen de trabajo	1,3 ml
Centrifugación recomendada	1500 x g
Tiempo de centrifugación	10 Min

**Dimensiones**

Volumen nominal	1.3 ml
Diámetro	10.8 mm
Longitud del producto	47 mm
Longitud incluido el tapón	47 mm
Longitud sin tapón	45 mm

**Material y colores**

Color del producto	transparente
Material de cierre	Polipropileno (PP)
Color del cierre	azul
Material del tubo	Polipropileno (PP)

**Pureza y certificación**

Cumple el requisito	IATA, ADR
Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Con lotes	sí

**Presentación**

Pedido mínimo	1000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	100
unidades / caja	1000
unidades / pallet	96000
Profundidad de la caja	348 mm
Ancho de la caja	278 mm
Altura de la caja	140 mm
Volumen de la caja	0.0135 cbm
Peso del producto	0.0017 kg
Peso de la caja	2.02 kg
EAN de la caja interna	4038917127905

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-07-03

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**



**Especificaciones del producto**  
**Microrrecipiente de muestras Citrato 9NC 0.106**  
**mol/l 3,2%, 1,3 ml, tapón de rosca, ISO**

**Página 3**

EAN de la caja

4038917021470

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-07-03

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**