



### Descripción del artículo

Número de pedido	41.1506
Descripción del artículo	Microrrecipiente de muestras Citrato 9NC 0.106 mol/l 3,2%, extracción de sangre venosa, preparación: Citrato 9NC, volumen nominal: 1 ml, (LxØ) con tapón: 44 x 10,8 mm, tapón a presión, tapón: verde, código de color EU, con etiqueta de plástico, etiqueta/impresión: verde, fondo cónico con faldón, 100 unidades/contenedor de poliestireno expandido

### Características del producto

Tipo de extracción	venosa
Tipo de preparación	Citrato 9NC
Concentración de la preparación	0,106 mol/l
Código de color	EU
Etiqueta/ Impresión	con etiqueta de plástico
Color impresión/etiqueta	verde
Graduación	sí
Tapón	tapón plano

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





**Especificaciones del producto**  
**Microrrecipiente de muestras Citrato 9NC 0.106**  
**mol/l 3,2%, 1 ml, tapón a presión, EU**

**Página 2**

Tipo de cierre	tapón a presión
Ámbito de aplicación	extracción de sangre venosa
Forma del fondo	fondo cónico con faldón
Volumen de trabajo	1 ml
Centrifugación recomendada	1500 x g
Tiempo de centrifugación	10 Min

**Dimensiones**

Volumen nominal	1 ml
Diámetro	10.8 mm
Longitud del producto	44 mm
Longitud incluido el tapón	44 mm
Longitud sin tapón	40 mm

**Material y colores**

Color del producto	transparente
Material de cierre	Polietileno de baja densidad (LD-PE)
Color del cierre	verde
Material del tubo	Polipropileno (PP)

**Pureza y certificación**

Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Con lotes	sí

**Presentación**

Pedido mínimo	1000
Tipo de embalaje	contenedor de poliestireno expandido
unidades / caja interna	100
unidades / caja	1000
unidades / pallet	44000
Profundidad de la caja	568 mm
Ancho de la caja	348 mm
Altura de la caja	155 mm
Volumen de la caja	0.0306 cbm
Peso del producto	0.0016 kg
Peso de la caja	2.44 kg

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-07-17

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**



**Especificaciones del producto**  
**Microrrecipiente de muestras Citrato 9NC 0.106**  
**mol/l 3,2%, 1 ml, tapón a presión, EU**

**Página 3**

EAN de la caja interna            4038917086769  
EAN de la caja                        4038917005289

Estas son las especificaciones actuales para este producto.  
Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su  
totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin  
notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-07-17

Este documento ha sido preparado  
por el soporte informático EDP y es  
válido sin la firma.



**SARSTEDT**