



Especificaciones del producto
Tubo de muestras, EDTA K3, 5 ml, cierre rojo,
(LxØ): 57 x 16,5 mm, con etiqueta de papel

Página 1



Descripción del artículo

| | |
|--------------------------|---|
| Número de pedido | 49.355.001 |
| Descripción del artículo | Tubo de muestras, volumen nominal: 5 ml, cierre rojo, preparación: EDTA K3, tapón de rosca, (LxØ): 57 x 16,5 mm, fondo plano, con etiqueta de papel, 100 unidades/bolsa |

Características del producto

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Tipo de preparación | EDTA K3 |
| Concentración de la preparación | 1,6 mg/ml sangre |
| Código de color | EU |
| Etiqueta/ Impresión | con etiqueta de papel |
| Color impresión/etiqueta | rojo |
| Graduación | escala nominal |
| Tipo de cierre | tapón de rosca |
| Forma del fondo | fondo plano |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-06-30

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
Tubo de muestras, EDTA K3, 5 ml, cierre rojo,
(LxØ): 57 x 16,5 mm, con etiqueta de papel

Página 2

Dimensiones

| | |
|-----------------------|---------|
| Volumen nominal | 5 ml |
| Diámetro | 16.5 mm |
| Longitud del producto | 57 mm |
| Longitud sin tapón | 57 mm |

Material y colores

| | |
|--------------------|--------------------------------------|
| Color del producto | transparente |
| Material de cierre | Polietileno de baja densidad (LD-PE) |
| Color del cierre | rojo |
| Material del tubo | Polipropileno (PP) |

Pureza y certificación

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Cumple el requisito | IATA, ADR |
| Categoría de producto | In vitro-Diagnóstico, CE |
| Certificación CE | CE |
| Con lotes | sí |

Presentación

| | |
|-------------------------|---------------|
| Pedido mínimo | 1000 |
| Tipo de embalaje | bolsa |
| unidades / caja interna | 100 |
| unidades / caja | 1000 |
| unidades / pallet | 42000 |
| Profundidad de la caja | 388 mm |
| Ancho de la caja | 378 mm |
| Altura de la caja | 250 mm |
| Volumen de la caja | 0.0367 cbm |
| Peso del producto | 0.0043 kg |
| Peso de la caja | 4.8 kg |
| EAN de la caja interna | 4038917105620 |
| EAN de la caja | 4038917010726 |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-06-30

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT