



Descripción del artículo

Número de pedido	95.1000
Descripción del artículo	Abridor de segmentos de tubo, para tubos con Ø interior 10 mm, material: HD-PE, blanco, 500 unidades/caja

Características del producto

Ámbito de aplicación	Banco de sangre
Indicado para	tubos con Ø interior 10 mm

Dimensiones

Diámetro	10 mm
----------	-------

Material y colores

Material del producto	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del producto	blanco

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Pureza y certificación

Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	2000
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	500
unidades / caja	2000
unidades / pallet	216000
Profundidad caja interior	191 mm
Ancho de la caja interior	129 mm
Altura de la caja interior	129 mm
Profundidad de la caja	398 mm
Ancho de la caja	268 mm
Altura de la caja	150 mm
Volumen de la caja	0.016 cbm
Peso del producto	0.0015 kg
Peso de la caja	3.8 kg
EAN de la caja interna	4038917084949
EAN de la caja	4038917053266

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

