




Especificaciones del producto
Abridor de segmentos de tubo, montado en el tubo 75 x 12 mm, HD-PE, blanco, tubo: PS

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido 95.1000.476
Descripción del artículo Abridor de segmentos de tubo, montado en el tubo 75 x 12 mm, material: HD-PE, blanco, tubo: PS, 50 unidades/envase apilado

Características del producto

Versión montado en el tubo 75 x 12 mm
Ámbito de aplicación Banco de sangre
Forma del fondo fondo redondo

Dimensiones

Diámetro 12 mm
Longitud del producto 75 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-06-30

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
Abridor de segmentos de tubo, montado en el tubo 75 x 12 mm, HD-PE, blanco, tubo: PS

Página 2

Material y colores

Material del producto	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del producto	blanco
Material del tubo	Poliestireno (PS)

Pureza y certificación

Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	400
Tipo de embalaje	envase apilado
unidades / caja interna	50
unidades / caja	400
unidades / pallet	57600
Profundidad caja interior	146 mm
Ancho de la caja interior	96 mm
Altura de la caja interior	64 mm
Profundidad de la caja	323 mm
Ancho de la caja	213 mm
Altura de la caja	145 mm
Volumen de la caja	0.01 cbm
Peso del producto	0.0045 kg
Peso de la caja	2.22 kg
EAN de la caja interna	4038917124614
EAN de la caja	4038917047975

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-06-30

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT