



## Especificaciones del producto

**Tubo roscado, 5 ml, (LxØ): 92 x 15,3 mm, fondo intermedio cónico, fondo del tubo redondeado, PP, sin cierre, 100 unidades/bolsa**

**Página 1**



### Descripción del artículo

Número de pedido	60.612.011
Descripción del artículo	Tubo roscado, volumen de trabajo: 5 ml, (LxØ): 92 x 15,3 mm, fondo intermedio cónico, fondo del tubo redondeado, marrón, material: PP, sin cierre, 100 unidades/bolsa, 1.000 unidades/caja

### Características del producto

Protección de la luz	sí
Forma del fondo	fondo intermedio cónico, fondo del tubo redondeado
Volumen de trabajo	5 ml
Forma del tubo interno	cónico

### Dimensiones

Diámetro	15.3 mm
Altura del producto	92 mm
Longitud del producto	92 mm
Longitud sin tapón	92 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-07-17

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**



**Especificaciones del producto**  
**Tubo roscado, 5 ml, (LxØ): 92 x 15,3 mm, fondo intermedio cónico, fondo del tubo redondeado, PP, sin cierre, 100 unidades/bolsa**

**Material y colores**

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	marrón
Material del tubo	Polipropileno (PP)

**Pureza y certificación**

Categoría de producto	no es un producto sanitario   IVD
Con lotes	sí

**Presentación**

Pedido mínimo	1000000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	100
unidades / caja	1000
unidades / pallet	40000
Volumen de la caja	0.0383 cbm
Peso del producto	0.004 kg
Peso de la caja	4.54 kg
EAN de la caja interna	4038917114943
EAN de la caja	4038917055000

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

