



Descripción del artículo

Número de pedido	65.647.020
Descripción del artículo	Tapón para archivo, con filtro, azul claro, adecuada para S-Monovette® , tubos Ø 13-16 mm, 1.000 unidades/bolsa

Características del producto

Indicado para	S-Monovette® , tubos Ø 13-16 mm
Filtro	sí

Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	azul claro
Color del cierre	azul claro

Pureza y certificación

Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Con lotes	sí

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Presentación

Pedido mínimo	5000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	1000
unidades / caja	5000
unidades / pallet	210000
Profundidad de la caja	388 mm
Ancho de la caja	378 mm
Altura de la caja	250 mm
Volumen de la caja	0.0367 cbm
Peso del producto	0.001 kg
Peso de la caja	5.37 kg
EAN de la caja interna	4038917250085
EAN de la caja	4038917250078

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

