



Especificaciones del producto
S-Monovette® , 25 ml, para Sistema de formol,
(LxØ): 97 x 25 mm, con etiqueta de papel

Página 1



Descripción del artículo

| | |
|--------------------------|--|
| Número de pedido | 09.1705.001 |
| Descripción del artículo | S-Monovette®, hasta 25 ml, para Sistema de formol, (LxØ): 97 x 25 mm, con etiqueta de papel, 50 unidades/bolsa |

Características del producto

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Tipo de preparación | sin preparación |
| Etiqueta/ Impresión | con etiqueta de papel |
| Color impresión/etiqueta | negra |
| Tipo de cierre | tapón de rosca |
| Ámbito de aplicación | Fijación tisular |
| Indicado para | Sistema de formol |
| Volumen de trabajo | 25 ml |

Dimensiones

| | |
|-----------------------|-------|
| Volumen máx. | 25 ml |
| Diámetro | 25 mm |
| Longitud del producto | 97 mm |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-18

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
S-Monovette® , 25 ml, para Sistema de formol,
(LxØ): 97 x 25 mm, con etiqueta de papel

Página 2

Material y colores

| | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Material del producto | Polipropileno (PP) |
| Color del producto | transparente |
| Material de cierre | Polietileno de alta densidad (HD-PE) |
| Color del cierre | blanco |
| Material de la membrana | goma |
| Material del tubo | Polipropileno (PP) |
| Material del pistón | Polietileno de alta densidad (HD-PE) |
| Material del émbolo | Poliestireno (PS) |

Pureza y certificación

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Categoría de producto | In vitro-Diagnóstico, CE |
| Certificación CE | CE |
| Con lotes | sí |

Presentación

| | |
|-------------------------|---------------|
| Pedido mínimo | 250 |
| Tipo de embalaje | bolsa |
| unidades / caja interna | 50 |
| unidades / caja | 250 |
| unidades / pallet | 12000 |
| Profundidad de la caja | 388 mm |
| Ancho de la caja | 378 mm |
| Altura de la caja | 215 mm |
| Volumen de la caja | 0.0315 cbm |
| Peso del producto | 0.0141 kg |
| Peso de la caja | 4.01 kg |
| EAN de la caja interna | 4038917335287 |
| EAN de la caja | 4038917335270 |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-18

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT