



Descripción del artículo

| | |
|--------------------------|--|
| Número de pedido | 75.9924.517 |
| Descripción del artículo | Orza, volumen máx.: 150 ml, (LxØ): 49 x 75 mm, translúcido, material: PP |

Características del producto

| | |
|------------------------|---|
| Ámbito de aplicación | Contenedor de almacenamiento de patología |
| Volumen de trabajo | 150 ml |
| Autoclavable (máx. °C) | 121 °C |

Dimensiones

| | |
|-----------------------|--------|
| Volumen máx. | 150 ml |
| Diámetro | 75 mm |
| Ancho del producto | 75 mm |
| Altura del producto | 49 mm |
| Longitud del producto | 49 mm |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Especificaciones del producto
Orza, volumen máx.: 150 ml, (LxØ): 49 x 75 mm,
PP, translúcido

Material y colores

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Material del producto | Polipropileno (PP) |
| Color del producto | translúcido |

Pureza y certificación

| | |
|--------------------|----|
| Libre de látex | sí |
| Ficha de seguridad | no |

Presentación

| | |
|-------------------------|---------------|
| Pedido mínimo | 1260 |
| unidades / caja interna | 1260 |
| unidades / caja | 1260 |
| unidades / pallet | 30240 |
| EAN de la caja interna | 4038917155304 |
| EAN de la caja | 4038917234917 |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

