



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	93.853.134
Descripción del artículo	Block Rack D13, para 50 recipientes, Ø orificio: 13 mm, dimensión modular: 5 x 10, azul, material: PP reciclado

### **Características del producto**

Etiqueta/ Impresión	con impresión
Número de pocillos	50
Capacidad de almacenamiento	50
Formato	5 x 10
Autoclavable (máx. °C)	121 °C

### **Dimensiones**

Diámetro de la abertura	13 mm
Ancho del producto	96 mm
Altura del producto	45 mm
Longitud del producto	180 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Material y colores**

Material del producto Polipropileno reciclado (PP reciclado)  
Color del producto azul

### **Pureza y certificación**

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD  
Con lotes no

### **Presentación**

Pedido mínimo 1  
Tipo de embalaje -  
unidades / caja interna 1  
unidades / caja 16  
unidades / pallet 1440  
Profundidad de la caja 398 mm  
Ancho de la caja 368 mm  
Altura de la caja 120 mm  
Volumen de la caja 0.0176 cbm  
Peso del producto 0.1687 kg  
Peso de la caja 3.16 kg  
EAN de la caja interna 4038917122559  
EAN de la caja 4038917074056

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

