



Descripción del artículo

Número de pedido	93.853.135
Descripción del artículo	Block Rack D13, para 50 recipientes, Ø orificio: 13 mm, dimensión modular: 5 x 10, naranja, material: PP reciclado

Características del producto

Etiqueta/ Impresión	con impresión
Número de pocillos	50
Capacidad de almacenamiento	50
Formato	5 x 10
Autoclavable (máx. °C)	121 °C

Dimensiones

Diámetro de la abertura	13 mm
Ancho del producto	96 mm
Altura del producto	45 mm
Longitud del producto	180 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Material y colores

Material del producto	Polipropileno reciclado (PP reciclado)
Color del producto	naranja

Pureza y certificación

Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Con lotes	no

Presentación

Pedido mínimo	1
Tipo de embalaje	-
unidades / caja interna	1
unidades / caja	16
unidades / pallet	1440
Profundidad de la caja	398 mm
Ancho de la caja	368 mm
Altura de la caja	120 mm
Volumen de la caja	0.0176 cbm
Peso del producto	0.1687 kg
Peso de la caja	3.16 kg
EAN de la caja interna	4038917122566
EAN de la caja	4038917074063

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

