



Descripción del artículo

Número de pedido	93.854.123
Descripción del artículo	Block Rack D12, para 50 recipientes, Ø orificio: 12 mm, dimensión modular: 5 x 10, verde, material: PP

Características del producto

Número de pocillos	50
Capacidad de almacenamiento	50
Formato	5 x 10
Autoclavable (máx. °C)	121 °C

Dimensiones

Diámetro de la abertura	12 mm
Ancho del producto	80 mm
Altura del producto	45 mm
Longitud del producto	152 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Material y colores

Material del producto Polipropileno (PP)
Color del producto verde

Pureza y certificación

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD
Con lotes no

Presentación

Pedido mínimo 1
Tipo de embalaje -
unidades / caja interna 1
unidades / caja 20
unidades / pallet 1560
Profundidad de la caja 428 mm
Ancho de la caja 323 mm
Altura de la caja 130 mm
Volumen de la caja 0.018 cbm
Peso del producto 0.1214 kg
Peso de la caja 2.8 kg
EAN de la caja interna 4038917122665
EAN de la caja 4038917018500

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

