



**Especificaciones del producto**  
**Tapa para recipiente de muestras 73.666,**  
**longitud: 8 mm, LD-PE**

**Página 1**



**Descripción del artículo**

Número de pedido 65.718  
Descripción del artículo Tapa para recipiente de muestras 73.666, neutro, longitud: 8 mm, material: LD-PE, 1.000 unidades/bolsa

**Características del producto**

Tapón Tapón a presión con faldón  
Tipo de cierre tapón a presión  
Indicado para recipiente de muestras 73.666

**Dimensiones**

Longitud del producto 8 mm

**Material y colores**

Material del producto Polietileno de baja densidad (LD-PE)  
Color del producto neutro

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-07-18

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**



**Especificaciones del producto**  
**Tapa para recipiente de muestras 73.666,**  
**longitud: 8 mm, LD-PE**

**Página 2**

**Pureza y certificación**

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Categoría de producto | In vitro-Diagnóstico, CE |
| Certificación CE      | CE                       |
| Con lotes             | sí                       |

**Presentación**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Pedido mínimo           | 10000         |
| Tipo de embalaje        | bolsa         |
| unidades / caja interna | 1000          |
| unidades / caja         | 10000         |
| unidades / pallet       | 360000        |
| Profundidad de la caja  | 398 mm        |
| Ancho de la caja        | 398 mm        |
| Altura de la caja       | 300 mm        |
| Volumen de la caja      | 0.0475 cbm    |
| Peso del producto       | 0.0006 kg     |
| Peso de la caja         | 6.97 kg       |
| EAN de la caja interna  | 4038917083669 |
| EAN de la caja          | 4038917002561 |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-07-18

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**