



Descripción del artículo

Número de pedido	73.1051
Descripción del artículo	Recipiente suspendido, apto para Tubos y S-Monovette® Ø 13 mm, material: PS, 1.000 µl, longitud: 23,5 mm, transparente, 500 unidades/bolsa

Características del producto

Graduación	no
Indicado para	Tubos y S-Monovette® Ø 13 mm
Forma del fondo	fondo cónico con faldón

Dimensiones

Volumen máx.	1000 µl
Diámetro de la abertura	9 mm
Longitud del producto	23.5 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Material y colores

Material del producto	Poliestireno (PS)
Color del producto	transparente

Pureza y certificación

Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Con lotes	no

Presentación

Pedido mínimo	2000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	500
unidades / caja	2000
unidades / pallet	156000
Profundidad de la caja	428 mm
Ancho de la caja	323 mm
Altura de la caja	130 mm
Volumen de la caja	0.018 cbm
Peso del producto	0.0006 kg
Peso de la caja	1.6 kg
EAN de la caja interna	4038917085144
EAN de la caja	4038917003827

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

