



### **Descripción del artículo**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Número de pedido         | 73.1052.001  |
| Descripción del artículo | Recipiente suspendido, apto para Tubos y S-Monovette® Ø 15 mm, material: PS, 2,5 ml, longitud: 32 mm, transparente, 500 unidades/bolsa |

### **Características del producto**

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Graduación      | no                           |
| Indicado para   | Tubos y S-Monovette® Ø 15 mm |
| Forma del fondo | fondo cónico con faldón      |

### **Dimensiones**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Volumen máx.            | 2.5 ml |
| Diámetro de la abertura | 11 mm  |
| Longitud del producto   | 32 mm  |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Material y colores**

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Material del producto | Poliestireno (PS) |
| Color del producto    | transparente      |

### **Pureza y certificación**

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Categoría de producto | no es un producto sanitario   IVD |
| Con lotes             | no                                |

### **Presentación**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Pedido mínimo           | 2000          |
| Tipo de embalaje        | bolsa         |
| unidades / caja interna | 500           |
| unidades / caja         | 2000          |
| unidades / pallet       | 156000        |
| Profundidad de la caja  | 428 mm        |
| Ancho de la caja        | 323 mm        |
| Altura de la caja       | 130 mm        |
| Volumen de la caja      | 0.018 cbm     |
| Peso del producto       | 0.0008 kg     |
| Peso de la caja         | 1.98 kg       |
| EAN de la caja interna  | 4038917124874 |
| EAN de la caja          | 4038917019507 |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

