



### **Descripción del artículo**

|                          |                                                                                                                                        |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de pedido         | 73.1053                                                                                                                                |
| Descripción del artículo | Recipiente suspendido, apto para Tubos y S-Monovette®<br>Ø 16 mm, material: PS, longitud: 23,5 mm, transparente,<br>500 unidades/bolsa |

### **Características del producto**

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Graduación      | no                           |
| Indicado para   | Tubos y S-Monovette® Ø 16 mm |
| Forma del fondo | fondo cónico con faldón      |

### **Dimensiones**

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Diámetro de la abertura | 11 mm   |
| Longitud del producto   | 23.5 mm |

Estas son las especificaciones actuales para este producto.  
Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su  
totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin  
notificación previa.





**Especificaciones del producto**  
**Recipiente suspendido, apto para Tubos y**  
**S-Monovette® Ø 16 mm, transparente**

**Página 2**

**Material y colores**

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Material del producto | Poliestireno (PS) |
| Color del producto    | transparente      |

**Pureza y certificación**

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Categoría de producto | no es un producto sanitario   IVD |
| Con lotes             | no                                |

**Presentación**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Pedido mínimo           | 2000          |
| Tipo de embalaje        | bolsa         |
| unidades / caja interna | 500           |
| unidades / caja         | 2000          |
| unidades / pallet       | 156000        |
| Profundidad de la caja  | 428 mm        |
| Ancho de la caja        | 323 mm        |
| Altura de la caja       | 130 mm        |
| Volumen de la caja      | 0.018 cbm     |
| Peso del producto       | 0.0009 kg     |
| Peso de la caja         | 2.26 kg       |
| EAN de la caja interna  | 4038917085168 |
| EAN de la caja          | 4038917003841 |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-07-18

Este documento ha sido preparado  
por el soporte informático EDP y es  
válido sin la firma.



**SARSTEDT**