



Descripción del artículo

Número de pedido	73.663
Descripción del artículo	Recipiente de muestras, apto para Boehringer ES 300® y ES 600®, material: PS, 2 ml, (LxØ): 40 x 12 mm, transparente, 500 unidades/bolsa

Características del producto

Graduación	no
Tipo de cierre	tapón a presión
Indicado para	Boehringer ES 300® y ES 600®
Forma del fondo	fondo cónico

Dimensiones

Volumen máx.	2 ml
Diámetro	12 mm
Diámetro de la abertura	10 mm
Altura del producto	40 mm
Longitud del producto	40 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Material y colores

Material del producto Poliestireno (PS)
Color del producto transparente

Pureza y certificación

Categoría de producto In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE CE
Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 5000
Tipo de embalaje bolsa
unidades / caja interna 500
unidades / caja 5000
unidades / pallet 180000
Profundidad de la caja 398 mm
Ancho de la caja 398 mm
Altura de la caja 300 mm
Volumen de la caja 0.0475 cbm
Peso del producto 0.0012 kg
Peso de la caja 6.72 kg
EAN de la caja interna 4038917083195
EAN de la caja 4038917002158

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

