



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	73.666
Descripción del artículo	Recipiente de muestras, apto para analizador automático Hitachi, material: PS, 3 ml, (LxØ): 38 x 17 mm, transparente, 1.000 unidades/bolsa

### **Características del producto**

Graduación	no
Tipo de cierre	tapón a presión
Indicado para	analizador automático Hitachi
Forma del fondo	fondo cónico

### **Dimensiones**

Volumen máx.	3 ml
Diámetro	17 mm
Diámetro de la abertura	10 mm
Altura del producto	38 mm
Longitud del producto	38 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Material y colores**

Material del producto	Poliestireno (PS)
Color del producto	transparente

### **Pureza y certificación**

Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Con lotes	sí

### **Presentación**

Pedido mínimo	5000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	1000
unidades / caja	5000
unidades / pallet	150000
Profundidad de la caja	398 mm
Ancho de la caja	398 mm
Altura de la caja	340 mm
Volumen de la caja	0.0539 cbm
Peso del producto	0.0017 kg
Peso de la caja	9.3 kg
EAN de la caja interna	4038917083225
EAN de la caja	4038917002172

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

