



Descripción del artículo

Número de pedido	73.667
Descripción del artículo	Recipiente de muestras, apto para analizador automático Abbott AXSYM, material: PS, 2,5 ml, (LxØ): 53 x 12 mm, transparente, 500 unidades/bolsa

Características del producto

Graduación	no
Indicado para	analizador automático Abbott AXSYM
Forma del fondo	fondo cónico

Dimensiones

Volumen máx.	2.5 ml
Diámetro	12 mm
Diámetro de la abertura	10 mm
Altura del producto	53 mm
Longitud del producto	53 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Material y colores

Material del producto	Poliestireno (PS)
Color del producto	transparente

Pureza y certificación

Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	2500
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	500
unidades / caja	2500
unidades / pallet	90000
Profundidad de la caja	398 mm
Ancho de la caja	398 mm
Altura de la caja	265 mm
Volumen de la caja	0.042 cbm
Peso del producto	0.0025 kg
Peso de la caja	6.78 kg
EAN de la caja interna	4038917083232
EAN de la caja	4038917002189

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

