



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	86.1509
Descripción del artículo	Tubo, apto para prueba de Coombs, material: vidrio, (LxØ): 75 x 11,5 mm, transparente, 294 unidades/envase apilado

### **Características del producto**

Graduación	no
Ámbito de aplicación	Test de Coombs
Indicado para	prueba de Coombs
Forma del fondo	fondo redondo

### **Dimensiones**

Diámetro	11.5 mm
Longitud del producto	75 mm

### **Material y colores**

Material del producto	vidrio
Color del producto	transparente

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Pureza y certificación**

Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Con lotes	sí

### **Presentación**

Pedido mínimo	2352
Tipo de embalaje	envase apilado
unidades / caja interna	2352
unidades / caja	2352
unidades / pallet	56448
Profundidad de la caja	300 mm
Ancho de la caja	355 mm
Altura de la caja	335 mm
Volumen de la caja	0.0357 cbm
Peso del producto	0.0038 kg
Peso de la caja	11.22 kg
EAN de la caja interna	4038917086783
EAN de la caja	4038917072366

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

