

Especificaciones del producto Tubo roscado, 5 ml, fondo redondo, transparente

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido 63.504.027

Descripción del artículo Tubo roscado, volumen de trabajo: 5 ml, (LxØ): 75 x 13

mm, fondo redondo, PP, transparente, cierre montado, con etiqueta de plástico, etiqueta/impresión: transparente/verde, "CSF/Liquor", con escala, cierre montado, neutro, estéril, 1

unidades/blíster

Características del producto

Etiqueta/ Impresión con etiqueta de plástico Color impresión/etiqueta transparente/verde

Graduación sí

Tipo de cierre tapón de rosca

Ejemplo de aplicación LCR, obtención, transporte y almacenamiento de LCR

Forma del fondo fondo redondo

Volumen de trabajo 5 ml

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Especificaciones del producto Tubo roscado, 5 ml, fondo redondo, transparente

Página 2

Dimensiones

Diámetro 13 mm
Longitud del producto 75 mm
Longitud incluido el tapón 83 mm
Longitud sin tapón 75 mm

Material y colores

Material del producto Polipropileno (PP)

Color del producto transparente

Material de cierre Polietileno de alta densidad (HD-PE)

Color del cierre neutro

Material del tubo Polipropileno (PP)

Pureza y certificación

Cumple el requisito IATA, ADR

Categoria de producto In vitro-Diagnóstico, CE

Certificación CE CE
Estándar de pureza estéril

Esterilización Irradiación con electrones

Ficha de seguridad no Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 500 Tipo de embalaje blíster unidades / caja interna 100 unidades / caja 500 unidades / pallet 13500 Profundidad caja interior 351 mm Ancho de la caja interior 151 mm Altura de la caja interior 171 mm Profundidad de la caja 778 mm Ancho de la caja 368 mm Altura de la caja 195 mm Volumen de la caja 0.0558 cbm Peso del producto 0.0039 kgPeso de la caja 3.56 kg

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.






Especificaciones del producto Tubo roscado, 5 ml, fondo redondo, transparente

Página 3

EAN de la caja interna EAN de la caja

4038917408561 4038917408554

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.



Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT