



Especificaciones del producto
Cubeta y bola, apto para coagulómetro KC
Amelung (makro), transparente

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido	73.834
Descripción del artículo	Cubeta y bola, apto para coagulómetro KC Amelung (makro), material: PS, longitud: 23 mm, transparente, 1.000 cubetas/bolsa y 1.000 bolas de acero/frasco

Características del producto

Graduación	no
Indicado para	coagulómetro KC Amelung (makro)
Forma del fondo	fondo plano

Dimensiones

Diámetro de la abertura	10 mm
Longitud del producto	23 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-17

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
Cubeta y bola, apto para coagulómetro KC
Amelung (makro), transparente

Página 2

Material y colores

Material del producto Poliestireno (PS)
Color del producto transparente

Pureza y certificación

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD
Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 2000
unidades / caja interna 1000
unidades / caja 2000
unidades / pallet 216000
Profundidad de la caja 308 mm
Ancho de la caja 223 mm
Altura de la caja 195 mm
Volumen de la caja 0.0134 cbm
Peso del producto 0.0008 kg
Peso de la caja 1.8 kg
EAN de la caja interna 4038917084321
EAN de la caja 4038917003186

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-17

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT