



### **Descripción del artículo**

Número de pedido 73.834.001  
Descripción del artículo Bola de acero para coagulómetro KC Amelung (makro), gris

### **Características del producto**

Indicado para coagulómetro KC Amelung (makro)

### **Material y colores**

Color del producto gris

### **Pureza y certificación**

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD  
Con lotes sí

### **Presentación**

Pedido mínimo 1000  
unidades / caja interna 1000  
unidades / caja 50000  
unidades / pallet 5400000  
Profundidad de la caja 308 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





**Especificaciones del producto**  
**Bola de acero para coagulómetro KC Amelung**  
**(makro)**

**Página 2**

Ancho de la caja	223 mm
Altura de la caja	195 mm
Volumen de la caja	0.0134 cbm
Peso del producto	0.0001 kg
Peso de la caja	7.15 kg
EAN de la caja interna	4038917121682
EAN de la caja	4038917017930

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-07-18

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**