



**Especificaciones del producto**  
**Vaso multiuso, volumen máx.: 250 ml, (LxØ): 100 x 73 mm, PS, blanco**

**Página 1**



### Descripción del artículo

Número de pedido	75.560
Descripción del artículo	Vaso multiuso, volumen máx.: 250 ml, (LxØ): 100 x 73 mm, Ø orificio: 73 mm, blanco, material: PS, 50 unidades/bolsa

### Características del producto

Graduación	no
Ámbito de aplicación	recogida y conservación de orina
Volumen de trabajo	250 ml

### Dimensiones

Volumen nominal	250 ml
Volumen máx.	250 ml
Diámetro	73 mm
Diámetro de la abertura	73 mm
Altura del producto	100 mm
Longitud del producto	100 mm
Longitud sin tapón	100 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-07-18

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**



**Especificaciones del producto**  
**Vaso multiuso, volumen máx.: 250 ml, (LxØ): 100 x 73 mm, PS, blanco**

**Material y colores**

Material del producto Poliestireno (PS)  
Color del producto blanco

**Pureza y certificación**

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD  
Con lotes sí

**Presentación**

Pedido mínimo 500  
Tipo de embalaje bolsa  
unidades / caja interna 500  
unidades / caja 500  
unidades / pallet 20000  
Profundidad de la caja 598 mm  
Ancho de la caja 398 mm  
Altura de la caja 165 mm  
Volumen de la caja 0.0393 cbm  
Peso del producto 0.0076 kg  
Peso de la caja 4.3 kg  
EAN de la caja interna 4038917339902  
EAN de la caja 4038917339896

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

