



## Especificaciones del producto

Vaso multiuso, volumen máx.: 125 ml, (LxØ): 85 x 62 mm, graduada, PP, transparente

Página 1



### Descripción del artículo

Número de pedido	75.565
Descripción del artículo	Vaso multiuso, volumen máx.: 125 ml, (LxØ): 85 x 62 mm, Ø orificio: 62 mm, transparente, graduada, material: PP, 50 unidades/bolsa

### Características del producto

Graduación	sí
Ámbito de aplicación	recogida y conservación de orina
Volumen de trabajo	125 ml

### Dimensiones

Volumen nominal	125 ml
Volumen máx.	125 ml
Diámetro	62 mm
Diámetro de la abertura	62 mm
Altura del producto	85 mm
Longitud del producto	85 mm
Longitud sin tapón	85 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-07-17

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**



## Especificaciones del producto

Vaso multiuso, volumen máx.: 125 ml, (LxØ): 85 x 62 mm, graduada, PP, transparente

Página 2

### Material y colores

Material del producto Polipropileno (PP)  
Color del producto transparente

### Pureza y certificación

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD  
Con lotes sí

### Presentación

Pedido mínimo 500  
Tipo de embalaje bolsa  
unidades / caja interna 50  
unidades / caja 500  
unidades / pallet 18000  
Profundidad de la caja 578 mm  
Ancho de la caja 368 mm  
Altura de la caja 195 mm  
Volumen de la caja 0.0415 cbm  
Peso del producto 0.0107 kg  
Peso de la caja 5.93 kg  
EAN de la caja interna 4038917082525  
EAN de la caja 4038917001601

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-07-17

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**