




Especificaciones del producto
Tapa a presión, adecuada para vaso de 250 ml
75.560, PS, altamente transparente

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido 76.561
Descripción del artículo Tapa a presión, adecuada para vaso de 250 ml 75.560, material: PS, altamente transparente, 50 unidades/bolsa tubular

Características del producto

Tipo de cierre tapa a presión
Indicado para vaso de 250 ml 75.560

Material y colores

Material del producto Poliestireno (PS)
Color del producto altamente transparente

Pureza y certificación

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD
Con lotes sí

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-17

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
Tapa a presión, adecuada para vaso de 250 ml
75.560, PS, altamente transparente

Página 2

Presentación

Pedido mínimo	500
Tipo de embalaje	bolsa tubular
unidades / caja interna	500
unidades / caja	500
unidades / pallet	30000
Profundidad de la caja	423 mm
Ancho de la caja	213 mm
Altura de la caja	185 mm
Volumen de la caja	0.0167 cbm
Peso del producto	0.0013 kg
Peso de la caja	0.91 kg
EAN de la caja interna	4038917339926
EAN de la caja	4038917339919

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-17

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT