



Descripción del artículo

Número de pedido	76.571.001
Descripción del artículo	Tapa a presión, para vaso de 100 ml 75.570.001, material: PET, transparente, 50 unidades/bolsa tubular

Características del producto

Tipo de cierre	tapa a presión
Indicado para	vaso de 100 ml 75.570.001

Material y colores

Material del producto	Polietileno tereftalato (PET)
Color del producto	transparente

Pureza y certificación

Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Con lotes	sí

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Presentación

Pedido mínimo	1000
Tipo de embalaje	bolsa tubular
unidades / caja interna	50
unidades / caja	1000
unidades / pallet	32000
Profundidad de la caja	375 mm
Ancho de la caja	295 mm
Altura de la caja	315 mm
Volumen de la caja	0.0348 cbm
Peso del producto	0.001 kg
Peso de la caja	1.4 kg
EAN de la caja interna	4038917974462
EAN de la caja	4038917974479

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

